УДК 539.128.412

ы от α-часнаиболее
1. Исходя
пределения
незонами
пла давать
ность при-

специфи-

г ~9 сек. эгистрации э попадало ь. На этот

Z = 3 ÷ 5, кие ядра с кение по Z ли, что за ядер Не, И-группа), 1). Отсюда пп L/S =

ие превы-

в ней повторичных риентации

**п**ления **1**966 г.

Минеев, Савенко, 119.

апопорт, № 11, 1966. Н. Н. Володичев, Н. Л. Григоров, О. В. Кисляков, Ю. В. Минеев, В. Е. Нестеров, О. Ю. Нечаев, И. Д. Рапопорт, И. А. Савенко, А. В. Смирнов, Б. М. Яковлев

## СВЕТОСИЛЬНЫЙ СПЕКТРОМЕТР ЗАРЯДОВ ПЕРВИЧНЫХ ЯДЕР КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ

Описывается черенковский спектрометр зарядов ядер с геометрическим фактором  $\Gamma=133\pm6$  см² стера $\theta$ , установленный на космических станциях «Протон-1» и «Протон-2», для изучения потоков и химического состава космического излучения в диапазоне зарядов от 1 до  $\sim$ 50.

Черенковские детекторы получили широкое применение при изучении космических лучей. Измерения с помощью черенковского счетчика на большой высоте впервые были выполнены Винклером и Андерсоном [1]. Несколько позже с помощью черенковского детектора были промерены компоненты первичного космического излучения с малым зарядом ядер Z [2, 3]. В последнее время с помощью подобных счетчиков, установленных на космических ракетах и искусственных спутниках Земли, также были получены данные о первичном космическом излучении [4].

Во всех предшествующих измерениях светосила приборов, основанных на этом методе, не превышала  $10-30~cm^2 \cdot crepa\partial$ . Достаточно точные же измерения малых вариаций потоков солнечных космических лучей и галактического космического излучения, а также потоков тяжелых и сверхтяжелых ядер с порядковым номером  $Z \geqslant 20$  требуют значительного увеличения светосилы.

Разработанный спектрометр зарядов ядер (СЭЗ-1), установленный на космических станциях «Протон-1» и «Протон-2», предназначен для изучения с помощью ИСЗ потока и химического состава солнечных космических лучей, генерируемых при некоторых хромосферных вспышках, и первичного космического излучения в интервале кинетических энергий  $E_p \geqslant 100~M_{28}$ , для протонов и  $E_n \geqslant 400~M_{28}/ny$ клон для остальных ядер, используя свойства черенковского детектора. Большая светосила прибора позволяет, кроме этого, используя широтный эффект и азимутальную асимметрию интенсивности космических лучей в районе геомагнитного экватора, измерять энергетический спектр первичных протонов до  $60~E_{28}$  и остальных ядер до  $30~E_{28}/ny$ клон.

Описание спектрометра. Спектрометр СЭЗ-1 состоит из черенковского счетчика, который размещен между двумя сцинтилляционными счетчиками, образующими телескоп (рис. 1).

Черенковский счетчик представляет собой комбинацию фотоумножителя ФЭУ-49 и плексигласового диска, находящихся в оптическом контакте. Противоположная от фотокатода сторона диска покрыта черной матовой краской, чтобы исключить регистрацию частиц, идущих снизу вверх. Измерения показали, что наиболее вероятная амплитуда распределения с вы-

хода черенковского счетчика, обусловленная отраженным от зачерненной поверхности диска светом от релятивистской частицы, идущей снизу вверх, не превышает  $^{1}/_{20}$  части наиболее вероятной амплитуды импульсов, созданных  $\mu$ -мезонами космических лучей, проходящих через прибор сверху вниз.

Оба сцинтилляционных счетчика телескопа состоят из фотоумножителей ФЭУ-13 и пластин пластического сцинтиллятора, находящихся в оптическом контакте. С целью увеличения светосилы прибора верхний сцинтил-




Рис. 1. Геометрия спектрометра СЭЗ-1.

 $1-\Phi$ ЭУ-49,  $2-\Phi$ ЭУ-13, 3- черенковский детектор, 4- верхний пластический сцинтиллятор, 5- нижний пластический сцинтиллятор

Рис. 2. Блок-схема спектрометра.

VC— черенковский счетчик, BCC, HCC— соответственно верхний и нижний сцинтилляционные счетчики,  $\partial II$ — эмиттерный повторитель,  $\Phi$ — формирующее устройство, JV— линейный усилитель, VCC— управляющая схема двойных совпадений, I— интегральные дискриминаторы, II— отбирающие схемы двойных совпадений, III— пересчетные и IV— суммирующие устройства

лятор лежит непосредственно на черенковском детекторе, а в нижнем сделано отверстие, и он надет на колбу ФЭУ-49 вплоть до ее широкой части. Размеры пластических сцинтилляторов определяются размерами фотокатодов ФЭУ-49 и ФЭУ-13. Площадь отверстия в нижнем сцинтилляторе составляет 15% от всей его площади. Геометрический фактор спектрометра, вычисленный графически с учетом отверстия в нижнем пластике, равен 133 ± 6 см² · стерад. Полуширина распределения, вносимого геометрией и определенного экспериментально, равна 30%. Исследования показали, что наилучшим способом сбора света сцинтилляций в тонком пластике является использование полного внутреннего отражения от торцовых поверхностей. Поэтому торцовые поверхности пластических сцинтилляторов оставались чистыми, а боковые покрывались белой эмалью с коэффициентом отражения не менее 90%, чтобы избежать выхода света через них.

Блок-схема электроники спектрометра показана на рис. 2. Импульсы с обоих ФЭУ-13 через эмиттерные повторители  $\mathcal{I}I$  поступают на формирующие устройства  $\Phi$  с порогом 50  $\mathfrak{M}\mathfrak{s}$ , определяемым минимальной амплиту-

дой вых ляющук  $= 10^{-6}$ с черен торы I Iчиков те лись, ис описыва амплиту составля имеюще ятная состави из этого ги для ядер. С начен α-части ких яд (C, N, ( желых **4**0 и **50** теграль щие 31 830 мв; 70 e; 11 ны в од той пр ядер (I 2% от «XBOCT» то кин большо ядер и картин значени

деления
Опр
ставляе
ных сог
рое опр
энергие
тронов
Миним
ределяе
между

стью и

Дел ренковс рам с **Z** хода **Ф** которог фронта достига ний фр

чиками

зачерненной снизу вверх, ъсов, созданэнбор сверху

тоумножитецихся воптиний сцинтил-

-D--D--

\_\_\_\_×

t сцинтиллятор,

нтилляционные линейный усиискриминаторы, ующие устрой-

нижнем сде-

рокой части.
рами фотосцинтиллягор спектрои пластике,.
гого геометния показаом пластике
риовых поатилляторов
соффициенрез них.
Импульсы с

**ф**ормирую**й** амплитудой выхода со сцинтилляционных счетчиков, и подаются далее на управляющую схему двойных совпадений  $\mathit{YCC}$  с разрешающим временем  $\tau = 10^{-6}$  сег. Остальные схемы двойных совпадений II отбирают импульсы с черенковского счетчика, прошедшие данные интегральные дискриминаторы I и совпавшие по времени с импульсами от сцинтилляционных счетчиков телескопа. Пороги разных интегральных дискриминаторов определялись, исходя из данных амплитудного распределения  $\mu$ -мезонов, снятого описываемым спектрометром и показанного на рис. 3. Наиболее вероятная

этого распределения составляет 70 мв. Для частицы, имеющей заряд Z, наиболее вероятная амплитуда распределения составит (70  $\times$   $Z^2$ ] мв [5]. Исходя из этого, можно определить пороги для выделения любой группы ядер. Спектрометр СЭЗ-1 предназначен для изучения протонов, α-частиц и ядер Li, групп легких ядер (Ве, В), средних ядер (C, N, O, F), тяжелых и сверхтяжелых ядер с  $Z \geqslant 10$ , 15, 20, 30, 40 и 50. Соответственно этому интегральные пороги имеют следующие значения: 25 мв; 210 мв; 830 мв; 2,0 в; 5,9 в; 16,0 в; 24 в; 70 в; 117 в; 173 в. Ядра Li включены в одну группу с а-частицами по той причине, что поток легких ядер (Li, Be, B) составляет лишь 2% от потока  $\alpha$ -частиц. Поэтому «хвост» амплитудного распределения от а-частиц может внести большой вклад в группу легких ядер и тем самым сильно исказить картину в этой группе. Задавая же значение порога 830 мв, мы полностью исключаем влияние распределения а-частиц на легкие ядра.

Определенный интерес представляет информация о числе двойных совпадений в телескопе, которое определяет поток протонов с энергией  $E_p \geqslant 100~M$  в или электронов с энергией  $E_e \geqslant 20~M$  в. Минимальная энергия частиц определяется количеством вещества между сцинтилляционными счетчиками.




Рис. 3. Спектр  $\mu$ -мезонов космических лучей, снятый спектрометром СЭЗ-1.

По оси абсцисс отложено отношение амплитуды V с выхода черенковского счетчика к наиболее вероятной амплитуде распределения  $V_0$ . По оси ординат — число событий в единичном интервале V

Делитель напряжения к ФЭУ-49 подбирался таким, чтобы выход с черенковского счетчика был линейным до амплитуд, соответствующих ядрам с Z=50, т. е. до 173 в при анодной нагрузке 5 ком. Линейность выхода ФЭУ-49 проверялась световым генефатором, длительность вспышки которого не превышала  $2 \cdot 10^{-8}$  сек, что определялось величиной переднего фронта импульсов с анода ФЭУ-49. Изменение интенсивности вспышки достигалось подбором нейтральных светофильтров. Согласно [6], передний фронт импульсов с анода ФЭУ-49 не может быть меньше величины

2.10<sup>-8</sup> сек, которая обусловлена флуктуацией времени пролета электронов в умножителе. На рис. 4 представлена световая импульсная характеристика ФЗУ-49 в двойном логарифмическом масштабе. По оси абсцисс отложена величина интенсивности световой вспышки в относительных единицах, по оси ординат — амплитуда импульсов с анода ФЭУ-49 в вольтах при анодной нагрузке 5 ком.




Рис. 4. Световая импульсная характеристика ФЭУ-49

Градуировочные данные. Градуировка прибора осуществлялась µ-мезонами космических лучей на уровне моря. На рис. З приведен спектр µ-мевонов, снятый черенковским счетчиком спектрометра. Разрешение, определенное по максимуму спектра от однозарядных частиц, в данном случае составляет 70% и определяется в основном статистическими флуктуациями числа первичных фотоэлектронов в ФЭУ-49, непостоянством чувствительности фотокатода ФЭУ-49 по его площади и геометрией прибора.

Полуширина распределения, обусловленного геометрией прибора, как указывалось, равна 30%. Неоднородность фотокатода, определенная измерением амплитуды выхода с ФЭУ-49 от источника Сѕ¹³¬ и кристалла NaI(Tl) с разных участков поверхности фотокатода и выраженная как полуширина распределения, не превышает 10%. Предполагая, что оба эти распределения подчиняются нормальному закону распределения Гаусса, получим, что полуширина распределения, обусловленного статистической флуктуацией числа фотоэлектронов с фотокатода ФЭУ-49, составляет около 60%. Поскольку интенсивность черенковского излучения пропорцио-

нальна **Z** ления, об порциона ~35%, д

1. J. Win 2. N. Hor

3. J. Lin

Усн. **ф** 

5. Дж. Д 1960.

6. А. П. О Атоми а электроя характеси абсцисс **си**тельных **-4**9 в вольнальна  $\mathbb{Z}^2$ , где  $\mathbb{Z}$  — заряд регистрируемой частицы, полуширина распределения, обусловленного статистической флуктуацией, будет обратно пропорциональна Z [5], т. е. для группы легких ядер разрешение составит  $\sim$  35%, для средних и тяжелых ядер  $\sim$  30%.

> Дата поступления 3 февраля 1966 г.

## ЛИТЕРАТУРА

- 1. J. Winkler, K. Anderson. Phys. Rev., 93, 596, 1954.
  2. N. Horowitz. Phys. Rev., 98, 165, 1955.
  3. J. Linsley. Phys. Rev., 97, 1292, 1955.
  4. В. Л. Гинзбург, Л. В. Курносова, Л. А. Разоренов, М. И. Фрадкин. Усп. физ. н., 82, вып. 4, 585, 1964.
  5. Дж. Джелли. Черенковское излучение и его применения. Изд. иностр. лит., 1960.
- 6. А. П. Онучин. Труды VI Научн.-техн. конф. по ядерной радиоэлектронике, т. 1. Атомиздат, 1964, стр. 32.

ъ μ-мезоктр μ-мее, опредем случае ктуациячувствиopa.

бора, как ая измеристалла пая как о оба эти я Гаусса, тической тяет окоопорцио-